

Elementi opzionali:

Videocamera interna di sorveglianza

Posizionata internamente alla teca, si attiva e registra, tenendo disponibile nella memoria digitale, chi sta prelevando il defibrillatore dal momento dell'apertura dello sportello della teca.

Illuminazione interna teca

Circuito di illuminazione interno alla teca (con sensore crepuscolare) per visualizzazione notturna della teca.

Controllo sicurezza elettrica

Segnalazione via sms o messaggio vocale in caso di black out elettrico.

Pensilina per teche

Pensilina per protezione Teca porta-defibrillatore in metallo, dim. mm. 700 x 450 x 100, colore verde, simbolo defibrillatore stampato laterale e frontale.



Cartelli segnalazione defibrillatore

Cartelli piatti o bifacciali per segnalazione postazione defibrillazione.



Totem con pannello fotovoltaico Cod. Totem014

Alimentazione tramite pannello fotovoltaico; Completo di piedistallo di sostegno h mm. 1.000 con fori di fissaggio a pavimento e inserti filettati per fissaggio alla teca.
Lastra di comunicazione per applicazione simboli sponsor.



Rescue Totem Light Esterno Cod. Totem 7

Telaio autoportante in tubolare di ferro, altezza 200 cm., con basamento in lastra di ferro, verniciato a polveri; Pannello grafico monofacciale (istruzioni soccorso pannello in metallo dim. grafica 50 x 70 mm), completo di accessori per il fissaggio al portale (eventuali altre scritte tramite adesivo opzionale pannello sottostante).



Totem Light Esterno Cod. Totem010

Telaio autoportante in ferro, altezza 200 cm;
Pannello grafico personalizzabile (tramite adesivo o serigrafia opzionale).



Teca e Piedistallo Cod. Totem009

Piedistallo di sostegno h mm. 1.000 con fori di fissaggio a pavimento e inserti filettati per fissaggio alla teca;

Lastra di comunicazione per applicazione simboli sponsor.



Totem Esterno Cod. Totem015

Telaio autoportante in ferro, altezza 200 cm, larghezza 100 cm;

Pannello grafico personalizzabile (tramite adesivo o serigrafia opzionale).



Monitoraggio della spia verde di defibrillatore pronto al funzionamento

Sensore opzionale per monitorare il defibrillatore in 2 ulteriori casi:

la batteria non è inserita o è completamente scarica;

il defibrillatore può essere stato danneggiato fisicamente.

EmergencyFocus

Mobile: (+39) 3388600567;

Email: ipgl970@yahoo.it; info@emergencyfocus.com;

Milano – Prato

www.defibrillatorisemiaautomatici.com;

www.lasaluteprimaditutto.com;

www.rescuetotem.it

