

Soggetto che rende disponibile il MSB	Sigla del mezzo di soccorso	AAT di afferenza del mezzo	Convenzione del mezzo	Targa	Data di immatricolazione	Km percorsi <sup>(1)</sup>
---------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------	-------	--------------------------	----------------------------

<b>A - Esterno ambulanza e documentazione</b>	<b>27</b> – Dispositivo per il trasporto del paziente seduto <sup>(8)</sup>	④	<b>59</b> – Maschera tipo pocket mask, completa di filtro e custodia	①	
<b>1</b> – Colore del mezzo ** <sup>(2)</sup>	④	<b>28</b> – Tavola spinale con fermacapo "a ragno", RX e TAC compatibile <sup>(7)</sup>	②	<b>60</b> – Monitor portatile per la rilevazione della SpO <sub>2</sub> <sup>(14)</sup>	①
<b>2</b> – Loghi AREU (numero e posizione corretti, come da DOC 126)	③	<b>29</b> – Telo da trasporto a 6 o più maniglie	②	<b>61</b> – Termometro a infrarossi	②
<b>3</b> – Denominazione del Soggetto che rende disponibile il MSB	④	<b>30</b> – Materassino a depress. dotato di pompa e cinghie > 200x85 cm	②	<b>62</b> – <b>Sfigmomanometro automatico digitale con bracciale adulto e pediatr.</b>	
<b>4</b> – Croci di Esculapio o simbolo di Croce Rossa, come da DOC 126	②	<b>31</b> – Set di immobilizzazione arti (depressione/stecco bende rigide) <sup>(21)</sup>	②	<b>63</b> – Un fonendoscopio	①
<b>5</b> – Fascia riflettente arancione, come da normativa vigente <sup>(3)</sup>	②	<b>32</b> – <b>Dispositivo di estricazione</b>		<b>64</b> – ECG	
<b>6</b> – <b>Dispositivi acustici e luminosi</b>		<b>33</b> – <b>Immobilizzatore pediatrico per il trasporto vincolato a barella</b>		Tot. punteggio: /20 (min. 18) Risultato sezione E: <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	
<b>7</b> – Presa esterna (a 220 V a.c.) * <sup>(4)</sup>	②	<b>34</b> – <b>Set di collari cervicali rigidi di 5 misure</b> <sup>(10)</sup>		<b>F – Materiale di medicazione</b>	
<b>8</b> – <b>Revisione nell'ultimo anno solare</b> (art. 80 Codice della Strada) <sup>(23)</sup>		<b>35</b> – Porta flebo (2 supporti e 2 ganci)	②	<b>65</b> – Dieci buste di garze sterili (almeno 5 per punteggio minimo)	② ①
<b>9</b> – <b>Carta di circolazione (originale o copia)</b> <sup>(24)</sup>		<b>36</b> – Pappagallo (anche monouso)	①	<b>66</b> – Venti buste di garze non sterili o equival. (almeno 8 per punt. min.)	② ①
<b>10</b> – <b>Copertura assicurativa valida (non scaduta oltre il 15° giorno)</b> <sup>(20)</sup>		<b>37</b> – Padella (anche monouso)	①	<b>67</b> – Tre bende (di varie misure)	② ①
Tot. punteggio: /17 (min. 13) Risultato sezione A: <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO		<b>38</b> – Due cuscini con federa (anche monouso)	② ①	<b>68</b> – Tre cerotti a nastro di 2,5 cm	② ①
<b>B – Comparto di guida</b>		<b>39</b> – Due coperte	② ①	<b>69</b> – Un paio di forbici bottonute, con altezza > 20 cm	①
<b>11</b> – <b>Estintore da almeno 3 Kg, regolarmente verificato</b>		<b>40</b> – Quattro lenzuola (anche monouso) (almeno 2 per punt. min.)	② ①	<b>70</b> – Due lacci emostatici	② ①
<b>12</b> – Apparato per radiocomunicazione AREU in uso per attività 118 <sup>(5)</sup>	④	<b>41</b> – Due traverse (anche monouso)	② ①	<b>71</b> – Cinque buste monodose di disinfettante cutaneo	② ①
<b>13</b> – Lampada portatile con alimentazione a batteria 12 V d.c. <sup>(6)</sup>	④ ②	<b>42</b> – <b>Scatola di guanti monouso non sterili categoria III (misure S/M/L)</b>		<b>72</b> – Quattro confezioni di ghiaccio istantaneo (almeno 2 per punt. min.)	② ①
<b>14</b> – Sistema di climatizzazione	④	Tot. punteggio: /28 (min. 24) Risultato sezione D: <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO		<b>73</b> – Due mascherine monouso per paziente	② ①
<b>15</b> – Batteria supplement. maggiorata 12 V d.c., da almeno 80 AH * <sup>(15)</sup>	②	<b>E – Attrezzature e apparecchiature sanitarie</b>		Tot. punteggio: /17 (min. 13) Risultato sezione F: <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	
Tot. punteggio: /14 (min. 10) Risultato sezione B: <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO		<b>43</b> – <b>Due bombole di O<sub>2</sub> fisse da almeno 7 l</b> <sup>(11)</sup>		<b>G – Materiale di protezione individuale</b>	
<b>C – Comparto sanitario</b>		<b>44</b> – <b>Tre bombole di O<sub>2</sub> portatili da almeno 2 l</b> <sup>(12)</sup>		<b>74</b> – Borsa o vano dedicato allo stoccaggio del materiale di protezione	②
<b>16</b> – Sistema di climatizzazione	④	<b>45</b> – <b>Flussimetro con collegamento fisso o a innesto rapido</b>		<b>75</b> – <b>Tre paia di occhiali o schermi protettivi</b>	
<b>17</b> – Impianto di ventilazione e aspirazione	①	<b>46</b> – Impianto di distribuzione O <sub>2</sub> a parete con almeno 2 prese	④ ②	<b>76</b> – Sei camici monouso in tessuto/non tessuto idrorepellente	② ①
<b>18</b> – Riscaldamento autonomo	①	<b>47</b> – <b>Aspiratore di secreti asportabile con sistema di raccolta monouso</b>		<b>77</b> – Tre cappelli monouso	② ①
<b>19</b> – Tre prese elettriche 220 V a.c. *	④	<b>48</b> – Aspirat. di secreti fisso/asport. (potenza > 25 l/min., raccolta > 900 ml)	④	<b>78</b> – <b>Sei maschere monouso FFP2 o FFP3 prive di valvola</b>	
<b>20</b> – Due prese elettriche 12 V d.c. polarizzata *	②	<b>49</b> – Cateteri per aspirazione di secreti (2 per ogni misura: CH 12, 14, 16)	①	<b>79</b> – Tre paia di guanti da lavoro	②
<b>21</b> – <b>Contenitore rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri (min. 5 l)</b>		<b>50</b> – Due maschere adulti per somministrazione O <sub>2</sub> con reservoir	②	<b>80</b> – Tre caschi da lavoro, recanti norma ISO EN 397 e data di fabbricaz.	②
<b>22</b> – Contenitore per aghi e taglienti in materiale plastico rigido sigillabile	①	<b>51</b> – Maschera pediatrica per somministrazione O <sub>2</sub> con reservoir	②	Tot. punteggio: /10 (min. 8) Risultato sezione G: <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	
<b>23</b> – <b>Estintore da almeno 3 Kg, regolarmente verificato</b>		<b>52</b> – <b>DAE (defibrillatore semiautomatico bifasico)</b>		<b>H – Relazioni di soccorso e materiale aggiuntivo</b>	
<b>24</b> – Forbice multiuso o equivalente per taglio abiti e cinture di sicurezza	④	<b>53</b> – <b>Pallone autoespansibile per adulto monouso o riutilizzabile</b>		<b>81</b> – Relazioni di soccorso (almeno 5)	④
Tot. punteggio: /17 (min. 13) Risultato sezione C: <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO		<b>54</b> – <b>Pallone autoespansibile pediatrico monouso o riutilizzabile</b>		<b>82</b> – Kit maxiemergenze <sup>(17)</sup>	④ ②
<b>D – Attrezzature per il soccorso e il trasporto</b>		<b>55</b> – <b>Kit maschere monouso adulto per pallone autoespansibile</b> <sup>(13)</sup>		<b>83</b> – Due coperte isotermeche argento/oro (dim. > 200x150 cm)	④ ②
<b>25</b> – <b>Barella di tipo rigido articolata</b>		<b>56</b> – <b>Kit maschere monouso pediatriche per pallone autoespansibile</b> <sup>(14)</sup>		<b>84</b> – <b>Telefono di servizio (dotato di app AREU) e credenziali associate</b> <sup>(22)</sup>	
<b>26</b> – Barella cucchiaio dotata di almeno 2 cinture <sup>(7)</sup>	④	<b>57</b> – Tre cannule di Mayo monouso per adulti di diverse misure	①	<b>85</b> – <b>Rilevatore ambientale di monossido di carbonio</b> <sup>(25)</sup>	
		<b>58</b> – Tre cannule di Mayo monouso pediatriche di diverse misure	①	Tot. punteggio: /12 (min. 10) Risultato sezione H: <input type="checkbox"/> OK <input type="checkbox"/> NO	

Note del team di controllo / AAT <sup>(18)</sup>

**Dichiarazioni del Soccorritore referente per la SOREU o del Responsabile del Soggetto che rende disponibile il MSB o suo delegato**

Soccorritore referente per la SOREU <sup>(19)</sup>		Autista <sup>(19)</sup>	Soccorritore <sup>(19)</sup>	Soccorritore <sup>(19)</sup>	Responsabile del Soggetto che rende disponibile il MSB o suo delegato <sup>(19)</sup>	
Data e ora inizio verifica	Ora conclusione verifica	Luogo verifica	Componente 1 del team di controllo / AAT <sup>(19)</sup>	Componente 2 del team di controllo / AAT <sup>(19)</sup>	Componente 3 del team di controllo / AAT <sup>(19)</sup>	<b>Esito della verifica</b> <input type="checkbox"/> superata <input type="checkbox"/> non superata

Per la compilazione della scheda e la valutazione dei risultati, fare riferimento alla IOP 17 *Verifica MSB convenzionati*.

(1) Il veicolo non deve aver superato i 230.000 Km (tale limite rimane invariato anche in caso di importanti manutenzioni meccaniche come, ad esempio, la sostituzione del motore).

(2) La colorazione del veicolo deve essere di colore bianco lasciando a vista almeno il 70% della colorazione originale della carrozzeria al netto dei loghi, delle strisce, delle croci di Esculapio e delle scritte. Non è permesso ricoprire interamente il veicolo con pellicole adesive o simili di colorazioni diverse dal bianco e/o verniciarne le superfici. Verificare visivamente e considerare il requisito non superato se, con ragionevole certezza, la % sopra indicata non risulta raggiunta.

(3) E' vietato posizionare sopra ad essa scritte/disegni autoadesivi e/o stampati congiuntamente.

(4) Compresa di meccanismo di inibizione dell'avviamento (se MSB presso la sede)

(5) Apparato di radiocomunicazione a norma PP.TT., nel rispetto delle Concessioni Ministeriali all'uopo rilasciate o telefono cellulare con impianto viva voce o analogo sistema per l'utilizzo a mani libere.

(6) Compreso cono di segnalazione giallo o arancio removibile.

(7) In caso di indicazione del costruttore come dispositivo ad uso multiplo barella cucchiaio/tavola spinale, è obbligatorio avere a bordo comunque 2 presidi (la barella cucchiaio, unitamente al materassino a depressione, può sostituire la tavola spinale)

(8) Fatto salvo il caso in cui la barella principale non assolva anche questa funzione.

(9) *Nota eliminata* (10) Compresi i pediatri o a regolazione variabile.

(11) Bombole di ossigeno fisse della capacità minima di 7 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, con riempimento secondo i limiti della normativa vigente e almeno a 150 atm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento l'impianto deve garantire almeno una capacità residua complessiva di 700 litri di O<sub>2</sub>.

(12) Bombole di ossigeno portatili della capacità minima di 2 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento secondo i limiti della normativa vigente, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento il residuo complessivo delle bombole deve garantire almeno una capacità residua complessiva di 200 litri per 2 bombole e 300 litri per 3 bombole di O<sub>2</sub>. Ogni bombola deve essere dotata di un sistema di protezione dell'erogatore (es. "tulipano").

(13) Una maschera per adulto per ogni misura: 3, 4, 5.

(14) Una maschera pediatrica per ogni misura: 0, 1, 2.

Nota (relativa ai due punti precedenti): verificare l'integrità della confezione e la presenza della data di scadenza (o, in alternativa, della data di confezionamento oppure di etichetta/nota comprovante la data di scadenza e/o di confezionamento). Considerare il requisito superato se la confezione è integra (mai aperta) e la maschera non è scaduta o se sono decorsi meno di 10 anni dalla data di confezionamento.

(15) Verificare, ove possibile.

(16) Con sonda adulti e pediatrica.

(17) Kit maxiemergenze composto da: busta con istruzioni per il primo MSB sul luogo dell'evento, braccialetti maxiemergenze (rossi, gialli e verdi), fascia fluorescente per braccio.

(18) Segnalare nel campo note: evidenti e macroscopici danneggiamenti della carrozzeria o degli apparati esterni (es. gruppi ottici, lampeggiatori, fari di ricerca ...), evidenti e macroscopici segni di non applicazione delle disposizioni relative al riordino e alla detersione del vano sanitario del mezzo, altri rilievi significativi quali quelli indicati nell'appendice A della IOP 17, al fine di effettuare una eventuale verifica in un momento successivo.

(19) Nome, cognome (in stampatello) e firma. Verificare che tutti i componenti dell'équipe MSB esponano sulla divisa il tesserino di identificazione, recante la denominazione del Soggetto che rende disponibile il MSB, numero di matricola (o altro identificativo) e qualifica. Riportare nel campo "Note del team di controllo / AAT" eventuali rilievi (Es. assenza del tesserino di identificazione, non apposizione sulla divisa, non indicazione sul tesserino delle informazioni minime).

(20) Verificabile sia in formato cartaceo sia in formato digitale.

(21) Almeno 2, di diverse misure.

(22) Verificare il funzionamento del telefono e le credenziali associate al Referente per la SOREU (o, in alternativa, ad altro soccorritore operativo a bordo del MSB).

(23) Per CRI: considerare valida anche la formale attestazione dell'officina che effettua la revisione (art. 34 capo III, TU OFM CRI)

(24) Verificare se il veicolo è di proprietà del Soggetto che rende disponibile il MSB (in caso negativo, indicare nelle note).

(25) Verificare a partire dal 10/03/2023

Nota: nell'ambito dell'attività di verifica, deve essere verificato, ove possibile, il funzionamento delle apparecchiature. In caso di apparecchiatura presente ma non funzionante, il requisito deve considerarsi non superato. Per quanto concerne i dispositivi acustici e luminosi: verificare il funzionamento dei lampeggianti e richiedere ai soccorritori di confermare il funzionamento della sirena.

\* per mezzi di soccorso immatricolati dal 01/06/2016