

Vettore	Sigla del mezzo	Targa	Data di immatricolazione	Km percorsi ⁽¹⁾	N. Pazienti trasportati
---------	-----------------	-------	--------------------------	----------------------------	-------------------------

A - Esterno ambulanza e documentazione		27 – Materassino a depressione/tavola spinale ⁽⁷⁾ ④	F – Materiale di medicazione
1 – Colore del mezzo ⁽²⁾ ④	28 – Telo da trasporto a 6 o più maniglie ②	57 – Dieci buste di garze sterili (almeno 5 per punteggio minimo) ② ①	Note del team di controllo ⁽¹⁸⁾
2 – Presenza del MOD 05B NEA Scheda TSS - Dializzati ⁽⁹⁾	29 – Porta flebo (2 supporti e 2 ganci) ②	58 – Venti buste di garze non sterili o equival. (almeno 8 per punt. min.) ② ①	
3 – Denominazione del Soggetto che rende disponibile il veicolo ④	30 – Pappagallo (anche monouso) ①	59 – Tre bende (di varie misure) ② ①	
4 – Croci di Esculapio o simbolo di Croce Rossa, come da normativa ②	31 – Padella (anche monouso) ①	60 – Tre cerotti a nastro di 2,5 cm ② ①	
5 – Fascia riflettente arancione, come da normativa vigente ⁽³⁾ ②	32 – Due cuscini con federa (anche monouso) ② ①	61 – Un paio di forbici bottonute, con altezza > 20 cm ①	
6 – Dispositivi acustici e luminosi	33 – Due coperte ② ①	62 – Due lacci emostatici ② ①	
7 – Presa esterna (a 220 V a.c.) * ⁽⁴⁾ ②	34 – Quattro lenzuola (anche monouso) (almeno 2 per punt. min.) ② ①	63 – Cinque buste monodose di disinfettante cutaneo ⁽¹⁵⁾ ② ①	
8 – Revisione nell'ultimo anno solare (art. 80 Codice della Strada) ⁽²³⁾	35 – Due traverse (anche monouso) ② ①	64 – Quattro confezioni di ghiaccio istantaneo (almeno 2 per punt. min.) ② ①	
9 – Carta di circolazione (originale o copia) ⁽²⁴⁾	36 – Scatola di guanti monouso non sterili categoria III (misure S/M/L)	65 – Due mascherine monouso per paziente ② ①	
10 – Copertura assicurativa valida (non scaduta oltre il 15° giorno) ⁽²⁰⁾	Tot. punteggio: /26 (min. 22) Risultato sezione D: ☐ OK ☐ NO	Tot. punteggio: /17 (min. 13) Risultato sezione F: ☐ OK ☐ NO	
Tot. punteggio: /14 (min. 10) Risultato sezione A: ☐ OK ☐ NO		G – Materiale di protezione individuale	Dichiarazioni dell'equipaggio o del Responsabile del Soggetto che rende disponibile il veicolo o suo delegato
B – Comparto di guida		66 – Borsa o vano dedicato allo stoccaggio del materiale di protezione ②	
11 – Estintore da almeno 3 Kg, regolarmente verificato	37 – Due bombole di O ₂ fisse da almeno 7 l ⁽¹¹⁾	67 – Tre paia di occhiali o schermi protettivi ②	
12 – Telefono di servizio (dotato di app NEA) e credenziali associate ⁽⁵⁾	38 – Due bombole di O ₂ portatili da almeno 2 l ⁽¹²⁾	68 – Tre camici monouso in tessuto/non tessuto idrorepellente ② ①	
13 – Lampada portatile con alimentazione a batteria 12 V d.c. ⁽⁶⁾ ④ ②	39 – Flussimetro con collegamento fisso o a innesto rapido	69 – Tre cappelli monouso ② ①	
14 – Sistema di climatizzazione ④	40 – Impianto di distribuzione O ₂ a parete con almeno 2 prese ④ ②	70 – Tre maschere monouso FFP2 o FFP3 prive di valvola ②	
15 – Batteria supplement. maggiorata 12 V d.c., da almeno 80 AH * ⁽¹⁵⁾ ②	41 – Aspiratore di secreti asportabile con sistema di raccolta monouso ④	71 – Tre paia di guanti da lavoro, conformi a norma EN 21420:2020 ⁽²⁷⁾ ②	
Tot. punteggio: /10 (min. 6) Risultato sezione B: ☐ OK ☐ NO	42 – Aspiratore di secreti fisso/asport. (pot. > 25 l/min. raccolta > 900 ml)	72 – Due coperte isotermitiche argento/oro (dim. > 200x150 cm) ②	
C – Comparto sanitario		Tot. punteggio: /14 (min. 10) Risultato sezione G: ☐ OK ☐ NO	
16 – Sistema di climatizzazione ④	43 – Cateteri per aspirazione di secreti (2 per ogni misura: CH 12, 14, 16) ①		
17 – Impianto di ventilazione e aspirazione ⁽²⁶⁾ ①	44 – Due maschere adulti per somministrazione O ₂ con reservoir ②		
18 – Riscaldamento autonomo ①	45 – Maschera pediatrica per somministrazione O ₂ con reservoir ②		
19 – Tre prese elettriche 220 V a.c. * ④	46 – DAE (defibrillatore semiautomatico bifasico) e relativa dotazione ⁽²⁵⁾		
20 – Due prese elettriche 12 V d.c. polarizzata * ②	47 – Pallone autoespansibile per adulto monouso o riutilizzabile		
21 – Contenitore rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri (min. 5 l)	48 – Pallone autoespansibile pediatrico monouso o riutilizzabile		
22 – Contenitore per aghi e taglienti in materiale plastico rigido sigillabile ①	49 – Kit maschere monouso adulto per pallone autoespansibile ⁽¹³⁾		
23 – Estintore da almeno 3 Kg, regolarmente verificato	50 – Kit maschere monouso pediatriche per pallone autoespansibile ⁽¹⁴⁾		
Tot. punteggio: /13 (min. 9) Risultato sezione C: ☐ OK ☐ NO	51 – Tre cannule di Mayo monouso per adulti di diverse misure ①		
D – Attrezzature per il soccorso e il trasporto			
24 – Barella di tipo rigido articolata	52 – Tre cannule di Mayo monouso pediatriche di diverse misure ①		
25 – Barella cucchiaino dotata di almeno 2 cinture ④	53 – Monitor portatile per la rilevazione della SpO ₂ ⁽¹⁶⁾ ①		
26 – Dispositivo per il trasporto del paziente seduto ⁽⁸⁾ ④	54 – Termometro a infrarossi ②		
	55 – Sfigmomanometro automatico digitale/manuale ⁽¹⁰⁾ ②		
	56 – Un fonendoscopio ①		
	Tot. punteggio: /21 (min. 17) Risultato sezione E: ☐ OK ☐ NO		

Accompagnatore referente per la Centrale NEA ⁽¹⁹⁾		Autista ⁽¹⁹⁾	Accompagnatore 2 ⁽¹⁹⁾	Accompagnatore 3 ⁽¹⁹⁾	Responsabile del Soggetto che rende disponibile il veicolo o suo delegato ⁽¹⁹⁾	
Data e ora inizio verifica	Ora conclusione verifica	Luogo verifica	Componente 1 del team di controllo ⁽¹⁹⁾	Componente 2 del team di controllo ⁽¹⁹⁾	Componente 3 del team di controllo ⁽¹⁹⁾	Esito della verifica ⁽²⁹⁾ ☐ superata ☐ non superata Rientro: ☐ non operativo ☐ operat. con deroga

- (1) Il veicolo non deve aver superato 330.000 Km (tale limite rimane invariato anche in caso di importanti manutenzioni meccaniche come, ad esempio, la sostituzione del motore).
- (2) La colorazione del veicolo deve essere di colore bianco lasciando a vista almeno il 70% della colorazione originale della carrozzeria al netto dei loghi, delle strisce, delle croci di Esculapio e delle scritte. Non è permesso ricoprire interamente il veicolo con pellicole adesive o simili di colorazioni diverse dal bianco e/o verniciarne le superfici. Verificare visivamente e considerare il requisito non superato se, con ragionevole certezza, la % sopra indicata non risulta raggiunta.
- (3) E' vietato posizionare sopra ad essa scritte/disegni autoadesivi e/o stampati congiuntamente.
- (4) Compresa di meccanismo di inibizione dell'avviamento (se veicolo presso la sede)
- (5) Verificare il funzionamento del telefono e le credenziali associate al Referente per la Centrale NEA.
- (6) Compreso cono di segnalazione giallo o arancio removibile.
- (7) Materassino a depressione o, in alternativa, tavola spinale. Accessori obbligatori per ogni presidio: materassino con pompa di gonfiaggio e cinghie di sicurezza – tavola spinale con cintura a “ragno” e kit fermacapo comprensivo di cuscinetti e lacci.
- (8) Fatto salvo il caso in cui la barella principale non assolva anche questa funzione.
- (9) Da verificare esclusivamente se il vettore sta eseguendo un TSS.
- (10) Con bracciale adulti e pediatrico.
- (11) Bombole di ossigeno fisse della capacità minima di 7 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, con riempimento secondo i limiti della normativa vigente e almeno a 150 atm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento l'impianto deve garantire almeno una capacità residua complessiva di 700 litri di O₂.
- (12) Bombole di ossigeno portatili della capacità minima di 2 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento secondo i limiti della normativa vigente, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento il residuo complessivo delle bombole deve garantire almeno una capacità residua complessiva di 200 litri per 2 bombole di O₂. Ogni bombola deve essere dotata di un sistema di protezione dell'erogatore (es. “tulipano”).
- (13) Una maschera per adulto per ogni misura: 3, 4, 5.
- (14) Una maschera pediatrica per ogni misura: 0, 1, 2.
- Nota (relativa ai due punti precedenti): verificare l'integrità della confezione e la presenza della data di scadenza (o, in alternativa, della data di confezionamento oppure di etichetta/nota comprovante la data di scadenza e/o di confezionamento). Considerare il requisito superato se la confezione è integra (mai aperta) e la maschera non è scaduta o se sono decorsi meno di 10 anni dalla data di confezionamento.
- (15) In caso di assenza, sarà considerata comunque valida la presenza di un disinfettante in flacone chiuso o aperto da meno di un mese (con data di apertura indicata sullo stesso); in caso contrario, sarà considerato scaduto.
- (18) Segnalare nel campo note: evidenti e macroscopici danneggiamenti della carrozzeria o degli apparati esterni (es. gruppi ottici, lampeggiatori, fari di ricerca ...), evidenti e macroscopici segni di non applicazione delle disposizioni relative al riordino e alla detersione del vano sanitario del mezzo.
- (19) Nome, cognome (in stampatello) e firma. Verificare che tutti i componenti dell'équipe espongano sulla divisa il tesserino di identificazione, recante la denominazione del Soggetto che rende disponibile il mezzo, numero di matricola (o altro identificativo) e qualifica. Riportare nel campo “Note del team di controllo” eventuali rilievi (Es. assenza del tesserino di identificazione, non apposizione sulla divisa, non indicazione sul tesserino delle informazioni minime).
- (20) Verificabile sia in formato cartaceo sia in formato digitale.
- (16) Con sonda adulti e pediatrica.
- (23) Per CRI: considerare valida anche la formale attestazione dell'officina che effettua la revisione (art. 33-34 capo III, Testo Unico CRI aag. 25/07/2020)
- (24) Verificare se il veicolo è di proprietà del Soggetto che rende disponibile il mezzo (in caso negativo, indicare nelle note).
- (25) Considerare quale dotazione del DAE: 2 piastre adulto e 1 piastra pediatrica o, in alternativa, 2 piastre adulto se presente attenuatore pediatrico.
- (26) In caso di impianto a pressione negativa e/o sanificazione, è necessario che venga prodotta la certificazione che attesta la presenza di ventilazione e aspirazione.
- (27) La norma EN 21420:2020 ha sostituito la norma EN 420:2010.

(29) La verifica si intende superata quando la valutazione è positiva (“OK”) per tutte le sezioni e quando sono presenti e funzionanti (ove applicabile) tutte le voci indicate in grassetto (dotazione essenziale).

a) In caso di assenza/criticità associata a una o più voci in grassetto su sfondo grigio (voci 6, 8, 9, 10, ecc...): la verifica è considerata non superata e il mezzo deve essere considerato non operativo fino alla completa risoluzione delle criticità riscontrate;

b) In caso di assenza/criticità associata a una o più voci in grassetto su sfondo bianco (voci 21, 24, 37, ecc...) e/o in caso di valutazione negativa (“NO”) per una o più sezioni: la verifica è considerata non superata ma il mezzo rimane operativo, con l'obbligo per il Vettore di risolvere le criticità riscontrate nel più breve tempo possibile.

Il team di controllo comunica, via mail, l'esito della verifica alla Centrale NEA 116117 e, in caso di verifica con non superata, anche al DEC che provvederà per quanto di competenza.

* per mezzi di soccorso immatricolati dal 01/06/2016

Nota: nell'ambito dell'attività di verifica, deve essere verificato, ove possibile, il funzionamento delle apparecchiature. In caso di apparecchiatura presente ma non funzionante, il requisito deve considerarsi non superato. Per quanto concerne i dispositivi acustici e luminosi: verificare il funzionamento dei lampeggianti e richiedere ai soccorritori di confermare il funzionamento della sirena.