

Soggetto che rende disponibile il MSB		Sigla del mezzo di soccorso	Eventuale AAT di afferenza del mezzo	AAT luogo dell'evento	Targa	Data di immatricolazione	Km percorsi ⁽¹⁾
A - Esterno ambulanza e documentazione		27 – Dispositivo per il trasporto del paziente seduto ⁽⁴⁾ ④		58 – Tre cannule di Mayo monouso per adulti di diverse misure ①	Note del team di controllo / AAT ⁽¹⁵⁾		
1 – Colore del mezzo ⁽²⁾ ④	28 – Tavola spinale con fermacapo "a ragno", RX e TAC compatibile ⁽⁵⁾ ②		59 – Tre cannule di Mayo monouso pediatriche di diverse misure ①				
2 – Denominazione del Soggetto che rende disponibile il MSB ④	29 – Telo da trasporto a 6 o più maniglie ②		60 – Maschera tipo pocket mask, completa di filtro e custodia ①				
3 – Croci di Esculapio o simbolo di Croce Rossa ②	30 – Materassino a depress. dotato di pompa e cinghie > 200x85 cm ②		61 – Monitor portatile per la rilevazione della SpO ₂ ⁽¹⁴⁾ ①				
4 – Fascia riflettente arancione, come da normativa vigente ⁽³⁾ ②	31 – Set di immobilizzazione arti (depressione/stecco bende rigide) ⁽¹⁸⁾ ②		62 – Termometro a infrarossi ②				
5 – Dispositivi acustici e luminosi	32 – Dispositivo di estricazione		63 – Sfigmomanometro con bracciale adulto e pediatrico ⁽²⁴⁾				
6 – Presa esterna (a 220 V a.c.) * ②	33 – Immobilizzatore pediatrico per il trasporto vincolato a barella		64 – Un fonendoscopio ①				
7 – Revisione nell'ultimo anno solare (art. 80 Codice della Strada) ⁽¹⁹⁾	34 – Set di collari cervicali rigidi di 5 misure ⁽⁸⁾	Tot. punteggio: /20 (min. 18) Risultato sezione E: ☐ OK ☐ NO					
8 – Carta di circolazione (originale o copia) ⁽²⁰⁾	35 – Porta flebo (2 supporti e 2 ganci) ②	F – Materiale di medicazione					
9 – Copertura assicurativa valida (non scaduta oltre il 15° giorno) ⁽¹⁷⁾	36 – Pappagallo (anche monouso) ①	65 – Almeno dieci buste di garze sterili ②					
10 – Relazioni di socc. (se Soggetto convenzionato) o modulo analogo ④	37 – Padella (anche monouso) ①	66 – Venti buste di garze non sterili o equival. (almeno 8 per punt. min.) ② ①					
Tot. punteggio: /18 (min. 14) Risultato sezione A: ☐ OK ☐ NO		67 – Almeno tre bende (di varie misure) ②					
B – Comparto di guida		68 – Tre cerotti a nastro di 2,5 cm ② ①					
11 – Estintore da almeno 3 Kg, regolarmente verificato	40 – Due coperte isotermitiche argento/oro (dim. > 200x150 cm) ②	69 – Un paio di forbici bottonute, con altezza > 20 cm ①					
12 – Telefono di servizio indicato su GAMES	41 – Quattro lenzuola (anche monouso) (almeno 2 per punt. min.) ② ①	70 – Due lacci emostatici ② ①					
13 – Lampada portatile con alimentazione a batteria 12 V d.c. ⁽⁴⁾ ④ ②	42 – Due traverse (anche monouso) ② ①	71 – Almeno cinque buste monodose di disinfettante cutaneo ⁽⁷⁾ ②					
14 – Sistema di climatizzazione ④	43 – Scatola di guanti monouso non sterili categoria III (misure S/M/L)	72 – Almeno quattro confezioni di ghiaccio istantaneo ②					
15 – Batteria supplement. maggiorata 12 V d.c., da almeno 80 AH * ⁽¹³⁾ ②		73 – Due mascherine monouso per paziente ② ①					
Tot. punteggio: /10 (min. 8) Risultato sezione B: ☐ OK ☐ NO		Tot. punteggio: /17 (min. 13) Risultato sezione F: ☐ OK ☐ NO					
C – Comparto sanitario		G – Materiale di protezione individuale					
16 – Sistema di climatizzazione ④	44 – Due bombole di O₂ fisse da almeno 7 l ⁽⁹⁾	74 – Borsa o vano dedicato allo stoccaggio del materiale di protezione ②					
17 – Impianto di ventilazione e aspirazione ⁽²⁵⁾ ①	45 – Tre bombole di O₂ portatili da almeno 2 l ⁽¹⁰⁾	75 – Tre paia di occhiali o schermi protettivi					
18 – Riscaldamento autonomo ①	46 – Flussimetro con collegamento fisso o a innesto rapido	76 – Sei camici monouso in tessuto/non tessuto idrorepellente ② ①					
19 – Tre prese elettriche 220 V a.c. * ④	47 – Impianto di distribuzione O ₂ a parete con almeno 2 prese ④ ②	77 – Tre cappelli monouso ② ①					
20 – Due prese elettriche 12 V d.c. polarizzata * ②	48 – Aspiratore di secreti asportabile con sistema di raccolta monouso	78 – Tre maschere monouso FFP2 o FFP3 prive di valvola					
21 – Contenitore rigido sigillabile per rifiuti ospedalieri (min. 5 l) ④	49 – Aspirat. di secreti fisso/asport. (potenza > 25 l/min., raccolta > 900 ml) ④	79 – Tre paia di guanti da lavoro conformi a norma EN 21420:2020 ⁽²⁶⁾ ②					
22 – Contenitore per aghi e taglienti in materiale plastico rigido sigillabile ①	50 – Cateteri per aspirazione secreti (2 per ogni misura: CH 12, 14, 16) ⁽²²⁾ ①	80 – Tre caschi da lavoro, recanti norma ISO EN 397 e data di fabbricaz. ②					
23 – Estintore da almeno 3 Kg, regolarmente verificato	51 – Due maschere adulti per somministrazione O ₂ con reservoir ②	Tot. punteggio: /11 (min. 8) Risultato sezione G: ☐ OK ☐ NO					
24 – Forbice multiuso o equivalente per taglio abiti e cinture di sicurezza ④	52 – Maschera pediatrica per somministrazione O ₂ con reservoir ②	I – Dotazione per trasporto sanitario avanzato ambulanza ⁽²¹⁾					
Tot. punteggio: /21 (min. 17) Risultato sezione C: ☐ OK ☐ NO		81 – Monitor multiparametr. con ECG e defibrillatore manuale ☐ OK ☐ NO					
D – Attrezzature per il soccorso e il trasporto		82 – Ventilatore polmonare con valvola PEEP ☐ OK ☐ NO					
25 – Barella di tipo rigido articolata	53 – DAE (defibrillatore semiautomatico bifasico) ⁽²³⁾	83 – Pompa siringa con alimentazione 12 e/o 220 V ☐ OK ☐ NO					
26 – Barella cucchiaino dotata di almeno 2 cinture ⁽⁵⁾ ④	54 – Pallone autoespansibile per adulto monouso o riutilizzabile						
	55 – Pallone autoespansibile pediatrico monouso o riutilizzabile						
	56 – Kit maschere monouso adulto per pallone autoespansibile ⁽¹¹⁾						
	57 – Kit maschere monouso pediatriche per pallone autoespansibile ⁽¹²⁾						

Soccorritore referente per la SOREU ⁽¹⁶⁾		Autista ⁽¹⁶⁾	Soccorritore ⁽¹⁶⁾	Soccorritore ⁽¹⁶⁾	Responsabile del Soggetto rende disponibile il MSB o suo delegato ⁽¹⁶⁾	
Data e ora inizio verifica	Ora conclusione verifica	Luogo verifica	Componente 1 del team di controllo / AAT ⁽¹⁶⁾	Componente 2 del team di controllo / AAT ⁽¹⁶⁾	Componente 3 del team di controllo / AAT ⁽¹⁶⁾	Esito della verifica ⁽²⁷⁾ ☐ superata ☐ non superata Rientro: ☐ non operativo ☐ operat. con deroga

- (1) Il veicolo non deve aver superato i 330.000 Km (tale limite rimane invariato anche in caso di importanti manutenzioni meccaniche come, ad esempio, la sostituzione del motore) con un limite massimo di età del veicolo inferiore a 12 anni, così come previsto dalla D.G.R. n. 3720/2024
- (2) La colorazione del veicolo deve essere di colore bianco lasciando a vista almeno il 70% della colorazione originale della carrozzeria al netto dei loghi, delle strisce, delle croci di Esculapio e delle scritte. Non è permesso ricoprire interamente il veicolo con pellicole adesive o simili di colorazioni diverse dal bianco e/o verniciarne le superfici. Verificare visivamente e considerare il requisito non superato se, con ragionevole certezza, la % sopra indicata non risulta raggiunta.
- (3) E' vietato posizionare sopra ad essa scritte/disegni autoadesivi e/o stampati congiuntamente.
- (4) Compreso cono di segnalazione giallo o arancio removibile.
- (5) In caso di indicazione del costruttore come dispositivo ad uso multiplo barella cucchiaio/tavola spinale, è obbligatorio avere a bordo comunque 2 presidi (la barella cucchiaio, unitamente al materassino a depressione, può sostituire la tavola spinale)
- (6) Fatto salvo il caso in cui la barella principale non assolva anche questa funzione.
- (7) In caso di assenza, sarà considerata comunque valida la presenza di un disinfettante in flacone chiuso o aperto da meno di un mese (con data di apertura indicata sullo stesso); in caso contrario, sarà considerato scaduto.
- (8) Quantità minima: 5 collari (3 adulti e 2 pediatrici), anche a regolazione variabile
- (9) Bombole di ossigeno fisse della capacità minima di 7 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, con riempimento secondo i limiti della normativa vigente e almeno a 150 atm, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento l'impianto deve garantire almeno una capacità residua complessiva di 700 litri di O₂.
- (10) Bombole di ossigeno portatili della capacità minima di 2 litri ciascuna, dotate di riduttore di pressione, manometro, flussometro con riempimento secondo i limiti della normativa vigente, in conformità a quanto indicato nella norma UNI EN ISO 9170-1:2008; in ogni momento il residuo complessivo delle bombole deve garantire almeno una capacità residua complessiva di 200 litri per 2 bombole e 300 litri per 3 bombole di O₂. Ogni bombola deve essere dotata di un sistema di protezione dell'erogatore (es. "tulipano").
- (11) Una maschera per adulto per ogni misura: 3, 4, 5.
- (12) Una maschera pediatrica per ogni misura: 0, 1, 2.
- Nota (relativa ai due punti precedenti): verificare l'integrità della confezione e la presenza della data di scadenza (o, in alternativa, della data di confezionamento oppure di etichetta/nota comprovante la data di scadenza e/o di confezionamento). Considerare il requisito superato se la confezione è integra (mai aperta) e la maschera non è scaduta o se sono decorsi meno di 10 anni dalla data di confezionamento. In caso di riscontro di una o più maschere scadute, contenute in confezioni integre e ben conservate, la verifica sarà ritenuta non superata (presenza di criticità grave) ma, in considerazione delle caratteristiche del dispositivo, il mezzo sarà comunque ritenuto operativo, con l'indicazione perentoria di sostituire la/e maschera/e scaduta/e nel più breve tempo possibile.
- (13) Verificare, ove possibile.
- (14) Con sonda adulti e pediatrica.
- (15) Segnalare nel campo note: evidenti e macroscopici danneggiamenti della carrozzeria o degli apparati esterni (es. gruppi ottici, lampeggiatori, fari di ricerca ...), evidenti e macroscopici segni di non applicazione delle disposizioni relative al riordino e alla detersione del vano sanitario del mezzo, altri rilievi significativi, al fine di effettuare una eventuale verifica in un momento successivo.
- (16) Nome, cognome (in stampatello) e firma. Verificare che tutti i componenti dell'équipe MSB espongano sulla divisa il tesserino di identificazione, recante la denominazione del Soggetto che rende disponibile il MSB, numero di matricola (o altro identificativo) e qualifica. Riportare nel campo "Note del team di controllo / AAT" eventuali rilievi (Es. assenza del tesserino di identificazione, non apposizione sulla divisa, non indicazione sul tesserino delle informazioni minime).
- (17) Verificabile sia in formato cartaceo sia in formato digitale.
- (18) Almeno 2, di diverse misure.
- (19) Per CRI: considerare valida anche la formale attestazione dell'officina che effettua la revisione (art. 34 capo III, TU OFM CRI)
- (20) Verificare se il MSB è di proprietà del Soggetto che rende disponibile il MSB (in caso negativo, indicare nelle note).
- (21) Sezione da verificare in caso di mezzo Trasporto Sanitario Avanzato Ambulanza. La sezione risulta superata solo se tutte le voci sono positive e il medico accreditato all'evento/manifestazione, dichiara che le apparecchiature sono funzionanti e certificate, riportare la dichiarazione nel campo "Note del team di controllo / AAT".
- (22) Almeno uno per misura.
- (23) Considerare quale dotazione del DAE: 2 piastre adulto e 1 piastra pediatrica o, in alternativa, 2 piastre adulto se presente attenuatore pediatrico
- (24) In alternativa: sfigmomanometro manuale con bracciale adulto e pediatrico comprensivo di fonendoscopio.
- (25) In caso di impianto a pressione negativa e/o sanificazione, è necessario che venga prodotta la certificazione che attesta la presenza di ventilazione e aspirazione
- (26) La norma EN 21420:2020 ha sostituito la norma EN 420:2010
- (27) La verifica si intende superata quando la valutazione è positiva ("OK") per tutte le sezioni e quando sono presenti e funzionanti (ove applicabile) tutte le voci in grassetto (dotazione essenziale).**
- a) In caso di assenza/criticità associata a una o più voci in grassetto su sfondo grigio (es. voci 5, 7, 8) e/o in caso di valutazione negativa ("NO") per una o più sezioni: la verifica è considerata non superata e il mezzo deve essere considerato non operativo fino alla completa risoluzione delle criticità riscontrate**
- b) In caso di assenza/criticità associata a una o più voci in grassetto su sfondo bianco (es. voci 12, 33) la verifica è da considerarsi non superata ma il mezzo rimane operativo, con l'obbligo per il Soggetto di risolvere le criticità riscontrate nel più breve tempo possibile.**

Nota: nell'ambito dell'attività di verifica, deve essere verificato, ove possibile, il funzionamento delle apparecchiature. In caso di apparecchiatura presente ma non funzionante, il requisito deve considerarsi non superato.
Per quanto concerne i dispositivi acustici e luminosi: verificare il funzionamento dei lampeggianti e richiedere ai soccorritori di confermare il funzionamento della sirena. * per mezzi di soccorso immatricolati dal 01/06/2016